

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**KIM LUÒN TĨNH MẠCH**  
**Surflo IV Catheter Radiopaque**  
**Hãng sản xuất: Terumo (Philippines) Corporation**  
**Nước sản xuất: Philippin**

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng ở khu vực chụp cộng hưởng từ MRI

### CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Không sử dụng nếu bao gói sản phẩm bị hỏng hoặc bị bẩn
- Không cố gắng để luồn lại kim và catheter khi kim đã được rút từng phần hay hoàn toàn
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
- Không sử dụng lại hoặc tiết trùng lại.
- Vứt bỏ đúng cách sau khi sử dụng tránh lây nhiễm
- **KHÔNG BẢO QUẢN TẠI NƠI CÓ ÁNH SÁNG MẠNH VÀ ĐỘ ẨM CAO. TRÁNH ÁNH SÁNG TRỰC TIẾP**

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mở ống kim bằng cách vặn nhẹ phần niêm phong
2. Lấy kim luồn tra khỏi ống theo đường thẳng bằng hai tay
3. Gờ phía trên buồng chứa máu là chỉ thị hướng đầu vát của kim.
4. Đưa đầu kim vào da trước, khi đã nhìn thấy máu báo chảy về buồng chứa máu thì đưa cả kim và catheter vào sâu trong ven.
5. Để catheter vào nằm trong ven
6. Giữ phần hub của catheter thật chắc, rồi rút nòng kim sắt ra
7. Gắn dây truyền hoặc đảm bảo các thiết bị được kết nối chắc chắn.

### CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Kim luồn tĩnh mạch Surflo được dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân qua đường tĩnh mạch. Nó được luồn vào hệ thống mạch máu người bệnh để sử dụng trong thời gian ngắn (dưới 30 ngày) nhằm lấy máu xét nghiệm, theo dõi huyết áp hoặc truyền dịch tĩnh mạch.



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Masaharu Honjo*

Enclosure 4:

IFU

# **TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION**

## **SURFLO I.V Catheter Radiopaque**

### **CONTRAINDICATION**

- **Contraindicated where Magnetic Resonance Imaging (MRI) is anticipated.**

### **PRECAUTIONS**

- **Read Instructions for Use.**
- **Do not use if the package or the product has been damaged or contaminated.**
- **Do not attempt to reinsert a partially or completely withdrawn needle.**
- **Handle with care to avoid needlestick.**
- **Do not re-use or re-sterilize**
- **Dispose of properly after single use to avoid risk of infection**
- **DO NOT STORE AT EXTREME TEMPERATURES AND HUMIDITY. AVOID DIRECT SUNLIGHT.**

### **INSTRUCTIONS FOR USE**

- 1. Open the case with a simple twisting motion to break the seal.**
- 2. Remove the I.V. Catheter straight out of the case using two hands.**
- 3. A box-shaped dent located on the upper surface of the flashback chamber is a needle bevel orientation indicator.**
- 4. After confirming flashback at flashback chamber, advance the catheter and needle together a little further.**
- 5. Advance the catheter into the vein.**
- 6. Holding the catheter hub firmly, withdraw the needle.**
- 7. Connect administration set and secure the devices safely.**

### **INTENDED USE**

- **TERUMO SURFLO IV Catheter is used for the purpose of infusing fluids into patients for various clinical applications. It is inserted into the patient's vascular system for short term use (less than 30 days) to withdraw blood samples, monitor blood pressure, or administer fluids intravenously.**

**CONFIDENTIAL INFORMATION**