

TR Band™

Băng đóng động mạch quay

CẦM MÁU ĐỘNG MẠCH QUAY HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN.

TR Band™ là lựa chọn đầu tay và ưu thế đã được chứng minh lâm sàng giúp cầm máu hiệu quả với tỷ lệ tắc nghẽn động mạch quay ít hơn 1%.^{1,2}



TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

1. Dữ liệu trong hồ sơ.

2. Aminian, A. et al. Distal Versus Conventional Radial Access for Coronary Angiography and Intervention. JACC Cardiovasc. Interv. 15, 1191–1201 (2022).

Không phải tất cả các sản phẩm đều có mặt ở tất cả các quốc gia. Thông tin này chỉ được cung cấp đối với các thị trường nơi các sản phẩm này được phê duyệt hoặc thông quan. Tất cả các sản phẩm đều chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Terumo tại địa phương để biết thêm thông tin.

TR Band™

Băng đóng động mạch quay




TÍNH NĂNG

- Ép chọn lọc động mạch quay để duy trì lưu lượng động mạch và hồi lưu tĩnh mạch
- Thiết kế trong suốt giúp dễ dàng định vị và kiểm soát vị trí chọc mạch

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

BÓNG NÉN KÉP¹ giúp

- nén chọn lọc và chính xác động mạch quay
- duy trì lưu lượng động mạch và hồi lưu tĩnh mạch



TẤM HỖ TRỢ¹ giúp

- đảm bảo động mạch trụ không bị tắc nghẽn
- hỗ trợ hồi lưu tĩnh mạch
- tránh chèn ép dây thần kinh giúp giảm đau cho bệnh nhân.

KHÓA CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH giúp

dễ dàng lắp vào và tháo ra.

ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CẦM MÁU HIỆU QUẢ

TR Band™ là thiết bị cầm máu được thiết kế để hỗ trợ để cầm máu động mạch quay sau thủ thuật chọc mạch. Lựa chọn TR Band™ sẽ góp phần:

- Duy trì sự thông thoáng của động mạch quay trong quá trình cầm máu²
- Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch quay^{3,4}
- Bảo vệ vị trí chọc mạch quay cho những quy trình can thiệp trong tương lai.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã sản phẩm	Chiều dài băng quấn
XX*RF06	Cỡ tiêu chuẩn - 24 cm
XX*RF06L	Cỡ lớn - 29 cm

1. RATHORE S. et al. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Nov 1;76(5):660-7.

2. PANCHOLY S.B. et al. J Invasive Cardiol. 2009;21:1014

3. AMINIAN et al. JACC Cardiovasc Interv. 2022

4. ROUGE A. et al. J Invasive Cardiol. 2021;33:E77-E82

Không phải tất cả các sản phẩm đều có mặt ở tất cả các quốc gia. Thông tin này chỉ được cung cấp đối với các thị trường nơi các sản phẩm này được phê duyệt hoặc thông quan. Tất cả các sản phẩm đều chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Terumo tại địa phương để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 230001076/PCBA-HN

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 037/24-CKQC-Terumo

