



Kim luồng tĩnh mạch **SURFLO®** I.V. CATHETER

*Kim luồng tĩnh mạch ngoại biên **SURFLO** của Terumo được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu nghiêm ngặt, bao gồm tiệt trùng bằng chùm tia điện tử và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO/hệ thống mã màu đặc biệt, giúp sử dụng dễ dàng, chắc chắn và an toàn hơn.*




SURFLO được biết đến nhờ **ĐỘ SẮC BÉN**

Mới

Đầu catheter dạng SL^(*)

Kim luồng tĩnh mạch SURFLO được làm từ chất liệu ethylene tetrafluorethylene (**ETFE**), đem lại sức cản thấp khi thâm nhập. Đầu ca-tê-te thiết kế ôm chặt thân kim giúp thâm nhập qua da dễ dàng, giảm sức cản thấp khi thâm nhập, giảm đau hơn.

(*)SL=dạng thuôn, mượt và sức cản thấp



Mới

Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử

Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử đã được chấp nhận rộng rãi như là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp bởi vì đạt được tính hiệu quả và thân thiện môi trường.


Sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu

Kim luồng tĩnh mạch SURFLO được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9002 đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng và bảng mã màu theo tiêu chuẩn ISO giúp xác định nhanh chóng và chính xác.



Dòng sản phẩm

Cỡ Catheter	Mã màu	Mã sản phẩm	Độ dài catheter	Đường kính ngoài	Đường kính trong	Cỡ kim	Lưu lượng mL/phút
18G	Xanh lá cây	SR+OT1832C	1 1/4" (32mm)	1.30mm	0.95mm	20G	100
		SR+OT1851C	2" (51mm)				90
20G	Hồng	SR+OT2032C	1 1/4" (32mm)	1.10mm	0.80mm	22G	60
22G	Xanh da trời	SR+OT2225C	1" (25mm)	0.85mm	0.60mm	24G	35
24G	Vàng	SR+OT2419C	3/4" (19mm)	0.67mm	0.47mm	27G	15
14G	Cam	SR+OX1451C	2" (51mm)	2.17mm	1.73mm	16G	305
		SR+OX1464C	2 1/2" (64mm)				300
16G	Xám	SR+OX1632C	1 1/4" (32mm)	1.70mm	1.30mm	18G	200
		SR+OX1651C	2" (51mm)				190
		SR+OX1664C	2 1/2" (64mm)				180
18G	Xanh lá cây	SR+OX1832C	1 1/4" (32mm)	1.30mm	0.95mm	20G	100
		SR+OX1851C	2" (51mm)				90
		SR+OX1864C	2 1/2" (64mm)				85
20G	Hồng	SR+OX2025C	1" (25mm)	1.10mm	0.80mm	22G	65
		SR+OX2032C	1 1/4" (32mm)				60
		SR+OX2051C	2" (51mm)				55
22G	Xanh da trời	SR+OX2225C	1" (25mm)	0.85mm	0.60mm	24G	35
24G	Vàng	SR+OX2419C	3/4" (19mm)	0.67mm	0.47mm	27G	15



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 24 3936 1643

Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Điện thoại: +84 28 6660 0326

TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION

124 East Main Avenue, Laguna

Technopark, Binan, Laguna, Philippines

Phone: 63-49-541-2111

Fax: 63-49-541-2121

Số lưu hành: 220000318/PCBB-BYT

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Terumo (Philippines) Corporation

Sản xuất tại: Philippines

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 034/25-CKQC-Terumo