



Terumo syringe®


Bơm tiêm nhựa không kim



Terumo xây dựng một kỷ nguyên mới về chất lượng toàn cầu

- Miếng đệm đôi giúp kín khí
- Silicon cải tiến giúp tối ưu hóa chuyển động của pít-tông.
- Pít-tông kết thúc chắc chắn và dứt khoát
- Vạch chia rõ ràng giúp xác định liều tiêm chính xác

- Thân ống tiêm cao, trong suốt dễ quan sát
- Thiết kế giúp ngón tay kẹp chắc chắn
- Không chứa latex và PVC



Mũi tiêm nhẹ nhàng và được kiểm soát hoàn hảo nhờ có gioăng kép giúp đảm bảo kín khí. Pit-tông di chuyển nhẹ nhàng và chính xác nhất có thể.

Thiết kế giúp ngón tay kẹp chắc chắn và kiểm soát mũi tiêm hoàn hảo và ổn định khi đẩy pit-tông.



Thân bơm tiêm trong suốt giúp dễ dàng phát hiện bọt khí và thuốc đổi màu đục. Vạch chia thể tích rõ ràng trên thân bơm tiêm đảm bảo xác định chính xác liều lượng thuốc.

Kết thúc chắc chắn và dứt khoát giúp ngăn ngừa tình trạng vô tình bị tháo rời hoặc đổ tràn thuốc, và tránh tiếp xúc phơi nhiễm với chất lỏng độc hại hoặc nhiễm trùng.

Chúng tôi cũng có bơm tiêm vô đục trong danh mục sản phẩm của chúng tôi để sử dụng các loại thuốc nhạy cảm với ánh sáng. Bơm tiêm không chứa latex, đục, 50 ml, đầu luer khóa, và có thể được sử dụng với các loại máy bơm tiêm điện:

Gioăng đệm pit-tông được thiết kế an toàn, không latex sử dụng vật liệu nhựa nhiệt dẻo thermoplastic có độ đàn hồi cao. Nó làm giảm nguy cơ rò rỉ hoặc tương tác thuốc. Vật liệu này cũng cho phép pit-tông di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Các ví đóng riêng lẻ, vô trùng để giữ cho từng bơm tiêm trong tình trạng vô trùng cho đến khi được sử dụng. Điều này cũng cung cấp bằng chứng chống giả mạo và không có latex.



Bơm tiêm nhựa không kim

Mã sản phẩm	Mô tả		Đóng gói	
	Kích cỡ (ml)	Loại	Hộp	Thùng vận chuyển
SS+01T	1	Luer Đầu trượt	100	1800
SS+03L	3	Luer Đầu khóa	100	1200
SS+03S	3	Luer Đầu trượt	100	1200
SS+05L	5	Luer Đầu khóa	100	1800
SS+05S	5	Luer Đầu trượt	100	1800
SS+10L	10	Luer Đầu khóa	100	1200
SS+10ES	10	Luer Eccentric	100	1200
SS+20L	20	Luer Khóa	50	600
SS*20ES	20	Luer Eccentric	50	600
SS*50LE	50	Luer Khóa	20	240
SS*50ESE	50	Luer Eccentric	20	240
SS*50CZ	50	Luer Catether*	20	240

Vật liệu: polypropylen (PP)
*Được tiệt trùng bằng tia gamma (γ)
Được tiệt trùng bằng chùm tia điện tử (e-beam)

Bơm tiêm nhựa có kim

Mã sản phẩm	Mô tả			Đóng gói	
	Kích cỡ (ml)	Đường kính nóng kim	Chiều dài nóng kim	Hộp	Thùng vận chuyển
BS-01T2516	1	25G (0,5 mm)	5/8" (16 mm)	100	1800
BS-01T2613	1	26G (0,45 mm)	1/2" (12 mm)	100	1800
SS-02S2116	2	21G (0,8 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-02S2125	2	21G (0,8 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2138	2	21G (0,8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2238	2	22G (0,7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2325	2	23G (0,6 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2332	2	23G (0,6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	600
SS-02S2516	2	25G (0,5 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-05S2138	5	21G (0,8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2238	5	22G (0,7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2332	5	23G (0,6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	800
SS-10S2038	10	20G (0,9 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-10S2138	10	21G (0,8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-10S2238	10	22G (0,7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600

Số lưu hành: 2100723ĐKLH/BYT-TB-CT
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Terumo (Philippines) Corporation
Sản xuất tại: Philippines
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 030/25-CKQC-Terumo

Số lưu hành: 2100722ĐKLH/BYT-TB-CT
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Kofu Factory of Terumo Corporation
Sản xuất tại: Nhật Bản
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 031/25-CKQC-Terumo



Mỗi ngày, với tư cách là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bạn đang làm việc để đảm bảo cuộc sống và góp phần chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân của bạn. Mỗi ngày, **Terumo Việt Nam** cung cấp cho bạn các hệ thống, phương tiện và giải pháp lâm sàng để giữ cho cuộc sống luôn trở lại đây.



TERUMO CORPORATION
 44-1, 2-chome Hatagaya Shibuya-ku Tokyo 151-0072 JAPAN
 Tel. +81/3 3374.8111
 Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.
 Researchpark Haasrode 1520 Interleuvenlaan 40 B-3001 Leuven BELGIUM
 Tel. +32/16.38.12.11
 Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION
 Researchpark Haasrode 1515 Interleuvenlaan 40 B-3001 Leuven BELGIUM
 Tel. +32/16.39.25.80
 Fax +32/16.39.25.99
 THE NETHERLANDS
 Tel. 0800/022.03.96
 Fax 0800/022.04.14

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.
 1, Parc Ariane Bâtiment Uranus Rue Hélène Boucher 78284 Guyancourt Cedex FRANCE
 Tel. +33/1 30.96.13.00
 Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
 Hauptstrasse 87 65760 Eschborn GERMANY
 Tel. +49/61.96.80.230
 Fax +49/61.96.80.230.200

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH DIVISION
 Zweigniederlassung Wettingen Bahnhofstrasse 88 CH-5430 Wettingen SWITZERLAND
 Tel. +41/56.419.10.10
 Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL
 Avda. Juan Carlos I, N° 13 - 7ª Planta Edificio Torre La Garena 28806 Alcalá de Henares (Madrid) SPAIN
 Tel. general: +34/902.10.12.98
 Tel. cust. serv.: +34/902.20.31.40
 Fax general: +34/902.10.13.58
 Fax cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL
 Via Simone Martini 143/145 I-00142 Roma ITALY
 Tel. +39/06.519.61.420
 Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB
 Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata 18 SE-426 71 Västra Frölunda SWEDEN
 Tel. +46/31.748.58.80
 Fax +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK Filial af TERUMO SWEDEN AB
 Tel. +45/7020.93.80
 Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.
 Tamesis The Causeway Egham Surrey TW20 9AW UNITED KINGDOM
 Tel. +44/1784.476.200
 Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.
 Moscow Representative office 4, Ivana Franko St 121108 Moscow RUSSIA
 Tel. +7495.234.3303
 Fax. +7495.234.3303

®: Registered Trademark
 Published by Terumo Europe N.V.



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 Điện thoại: +84 24 3936 1643
 Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP.HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: +84 28 6660 0326