


MEDISAFE®
FINETOUCH® II

Thiết bị lấy
mẫu máu mao mạch

Chích
lấy máu
một cách
nhẹ nhàng



Ít đau hơn¹



- Điều chỉnh được 5 độ sâu. Phù hợp với loại da của từng bệnh nhân. Độ sâu tối thiểu là 0,3 mm.
- Kim mỏng với đầu kim có thiết kế vát đôi giúp giảm đau rõ rệt.¹

Bảo vệ người dùng



Kim chích máu được bảo vệ trong nắp nhựa trước và sau khi đâm qua da giúp ngăn ngừa tổn thương do kim đâm.

Dễ sử dụng



Kim được gắn vào thiết bị lấy mẫu máu một cách đơn giản





Đầu giữ kim thon nhỏ giúp hướng mũi kim vào vị trí mong muốn một cách dễ dàng.




Trượt nhẹ nút dọc thiết bị lấy mẫu máu để thái bỏ kim đã qua sử dụng.

Thông số kỹ thuật

	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Số lượng
	MEDISAFE FINETOUGH II Thiết bị lấy mẫu với cần cài đặt	MS*FT2R	1 / 10 / 100
	TERUMO FINETOUGH Kim lấy máu	MS*GN4530	30 / 300 / 3000 ^Δ

Dụng cụ không phải cao su tự nhiên và không phải nhựa tổng hợp PVC. ^ΔVui lòng liên hệ văn phòng đại diện Terumo



¹ Dữ liệu nội bộ của công ty cho thấy việc lấy máu bằng MEDISAFE FINETOUGH II ít đau hơn so với TERUMO FINETOUGH.

Văn bản này chỉ là tài liệu tổng quan và không có tính chất toàn diện về kỹ thuật. Để biết thêm chi tiết hoặc có câu hỏi liên quan đến thiết bị, xin vui lòng xem các hướng dẫn sử dụng đi kèm hộp sản phẩm hoặc gọi đến văn phòng đại diện Terumo. Thiết bị lấy máu MEDISAFE FINETOUGH II được sản xuất bởi TaiDoc Technology Corporation. Kim lấy máu FINETOUGH được sản xuất bởi Terumo Corporation. TERUMO®, MEDISAFE® và FINETOUGH® là những nhãn hiệu đã được đăng ký của Terumo Corporation.



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 240001813/PCBA-HN
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: TaiDoc Technology Corporation Wugu Factory
Sản xuất tại: Trung Quốc
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 001/25-CKQC-Terumo