

Bơm tiêm Insulin


Các dòng sản phẩm bơm tiêm insulin của chúng tôi luôn đảm bảo tính chính xác và tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân tiểu đường khi tự tiêm hàng ngày.

- Độ sắc bén của kim tiêm cùng với chuyển động trơn tru của pít-tông tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái khi tiêm thuốc.
- Bơm tiêm được chia độ rõ ràng giúp đảm bảo liều lượng chính xác.
- Kích cỡ kim đa dạng.

Bơm tiêm insulin

Bơm tiêm Insulin tiêu chuẩn Terumo

Chuyển động trơn tru của pít tông và thể tích chết nhỏ giúp giảm bớt cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Chất liệu bán trong suốt và chữ in rõ ràng trên ống tiêm giúp cho người sử dụng tiêm chính xác lượng insulin cần thiết. Thành kim siêu mỏng khiến tốc độ tiêm luôn ở mức tối đa. Thời gian tiêm được rút ngắn làm cho bệnh nhân hầu như không có cảm giác đau. Bề mặt kim được phủ silicon tạo độ trơn tru khi tiêm dưới da. Ống tiêm, pít tông và nắp được làm bằng vật liệu nhựa Polypropylen, không Latex. Kim tiêm được sản xuất bằng ống thép không gỉ SUS 304. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8537.



Thông số kỹ thuật Bơm tiêm

Loại bơm tiêm	Chiều dài ống tiêm (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều dài nắp (mm)
1.0mL	81.4	6.73	4.5	26
0.5mL	75.1	5.50	3.36	26

Thông số kỹ thuật Kim tiêm

Kích cỡ (G)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (Min: mm)	Chiều dài (mm)
31	0.254 - 0.267	0.114	8mm (5/16")
30	0.298 - 0.320	0.113	

Mã sản phẩm

SS*10M3108KS
SS*10M3008KS
SS*05M3108KS
SS*05M3008KS

Mô tả sản phẩm

31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0.02cc, 2 đơn vị insulin
30G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0.02cc, 2 đơn vị insulin
31G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0.01cc, 1 đơn vị insulin
30G x 8mm (5/16") Mức chia liều lượng: 0.01cc, 1 đơn vị insulin

Đóng gói: 100 /hộp
Tiệt trùng bằng
Ethylene oxide

Sản xuất tại Hàn Quốc



Số công bố: 230001713/PCBB-HN
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam
Tầng 14, 16, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Hãng sản xuất: Tae-Chang Industrial Co., Ltd.
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 007/23-CKQC-Terumo
TVME-2310-003

Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Trụ sở
Tầng 14 và 16, tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3936 1643
Fax: +84 28 3936 1641

Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh
Phòng 505, tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3866 9263

