

Climber™


Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành
lòng rộng, ái nước và lực hỗ trợ tối ưu

Climber™

THÊM LỰA CHỌN CHO CHUYÊN GIA

Climber™ là sự kết hợp lý tưởng các đặc tính: lớp phủ ái nước chuyên dụng, lòng ống rộng và lực hỗ trợ thụ động ấn tượng

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Masaharu Ito



Lựa chọn ưu thế của lớp phủ ái nước chọn lọc:

- Giảm ma sát, chuyển động mượt mà cả trong các tổn thương xoắn vặn, vôi hóa.
- Giảm nguy cơ co thắt trong quy trình can thiệp qua động mạch quay
- Thiết kế đầu tip cơ chế chuyển động 1:1

Lực hỗ trợ thụ động đáng tin cậy

- Phần không phủ ái nước, độ chắc chắn cao, lớp lưới đan thép không gỉ giúp tăng cường khả năng chống xoắn, lực đẩy và lực hỗ trợ tối ưu
- Thân Polyamide tăng cường khả năng định hình và giảm thiểu sự mềm hóa do nhiệt trong suốt quá trình can thiệp.
- Không phủ ái nước 7cm đoạn xa đảm bảo ôm chặt lỗ và lực hỗ trợ từ thành đối diện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lớp phủ:
Hydrophilic ái nước

Vật liệu thân:
Polyamide

Lớp lưới đan:
Siêu mảnh - chắc chắn
Lưới thép không gỉ 2 x 2

Đường kính trong:
5 Fr - 0,058" (1,47 mm)
6 Fr - 0,071" (1,80 mm)
7 Fr - 0,082" (2,08 mm)
8 Fr - 0,091" (2,31 mm)

Lỗ bên:
0 hoặc 2 - có trong
thiết bị 6, 7 và 8 Fr

Chiều dài khả dụng:
100 cm
125 cm - có trong thiết bị 6 Fr MP1

Tương thích:
Heartrail, hệ thống 5 in 6 120 cm
(GC-K5ST012NQ)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

	Loại	Mã	5Fr	6Fr	6Fr với 2 lỗ bên	7Fr	7Fr với 2 lỗ bên	8Fr	8Fr với 2 lỗ bên	
Đầu công tiêu chuẩn	Amplatz Left	AL 0.75	GC-P5AL070N	GC-P6AL070N	GC-P6AL070A	GC-P7AL070N	GC-P7AL070A	GC-P8AL070N	GC-P8AL070A	
		AL 1	GC-P5AL100N	GC-P6AL100N	GC-P6AL100A	GC-P7AL100N	GC-P7AL100A	GC-P8AL100N	GC-P8AL100A	
		AL 1.5	GC-P5AL150N	GC-P6AL150N	GC-P6AL150A	GC-P7AL150N	GC-P7AL150A	GC-P8AL150N	GC-P8AL150A	
		AL 2	GC-P5AL200N	GC-P6AL200N	GC-P6AL200A	GC-P7AL200N	GC-P7AL200A	GC-P8AL200N	GC-P8AL200A	
		AL 3	GC-P5AL300N	GC-P6AL300N	GC-P6AL300A	GC-P7AL300N	GC-P7AL300A	GC-P8AL300N	GC-P8AL300A	
	Amplatz Right	AR 1	GC-P5AR100N	GC-P6AR100N	GC-P6AR100A	GC-P7AR100N	GC-P7AR100A	GC-P8AR100N	GC-P8AR100A	
		AR 2	GC-P5AR200N	GC-P6AR200N	GC-P6AR200A	GC-P7AR200N	GC-P7AR200A	GC-P8AR200N	GC-P8AR200A	
	Judkins Left	JL 3	GC-P5JL300N	GC-P6JL300N	GC-P6JL300A	GC-P7JL300N	GC-P7JL300A	GC-P8JL300N	GC-P8JL300A	
		JL 3.5	GC-P5JL350N	GC-P6JL350N	GC-P6JL350A	GC-P7JL350N	GC-P7JL350A	GC-P8JL350N	GC-P8JL350A	
		JL 4	GC-P5JL400N	GC-P6JL400N	GC-P6JL400A	GC-P7JL400N	GC-P7JL400A	GC-P8JL400N	GC-P8JL400A	
		JL 4.5	GC-P5JL450N	GC-P6JL450N	GC-P6JL450A	GC-P7JL450N	GC-P7JL450A	GC-P8JL450N	GC-P8JL450A	
		JL 5	GC-P5JL500N	GC-P6JL500N	GC-P6JL500A	GC-P7JL500N	GC-P7JL500A	GC-P8JL500N	GC-P8JL500A	
		JL 6	GC-P5JL600N	GC-P6JL600N	GC-P6JL600A	GC-P7JL600N	GC-P7JL600A	GC-P8JL600N	GC-P8JL600A	
	Judkins Right	JR 3	GC-P5JR300N	GC-P6JR300N	GC-P6JR300A	GC-P7JR300N	GC-P7JR300A	GC-P8JR300N	GC-P8JR300A	
		JR 3.5	GC-P5JR350N	GC-P6JR350N	GC-P6JR350A	GC-P7JR350N	GC-P7JR350A	GC-P8JR350N	GC-P8JR350A	
		JR 4	GC-P5JR400N	GC-P6JR400N	GC-P6JR400A	GC-P7JR400N	GC-P7JR400A	GC-P8JR400N	GC-P8JR400A	
		JR 4.5	GC-P5JR450N	GC-P6JR450N	GC-P6JR450A	GC-P7JR450N	GC-P7JR450A	GC-P8JR450N	GC-P8JR450A	
		JR 5	GC-P5JR500N	GC-P6JR500N	GC-P6JR500A	GC-P7JR500N	GC-P7JR500A	GC-P8JR500N	GC-P8JR500A	
		JR 6	GC-P5JR600N	GC-P6JR600N	GC-P6JR600A	GC-P7JR600N	GC-P7JR600A	GC-P8JR600N	GC-P8JR600A	
	Đầu công tăng cường lực hỗ trợ	Extra BackUp for left coronary	EBU 3	GC-P5EB300N	GC-P6EB300N	GC-P6EB300A	GC-P7EB300N	GC-P7EB300A	GC-P8EB300N	GC-P8EB300A
			EBU 3.25	GC-P5EB320N	GC-P6EB320N	GC-P6EB320A	GC-P7EB320N	GC-P7EB320A	GC-P8EB320N	GC-P8EB320A
			EBU 3.5	GC-P5EB350N	GC-P6EB350N	GC-P6EB350A	GC-P7EB350N	GC-P7EB350A	GC-P8EB350N	GC-P8EB350A
			EBU 3.75	GC-P5EB370N	GC-P6EB370N	GC-P6EB370A	GC-P7EB370N	GC-P7EB370A	GC-P8EB370N	GC-P8EB370A
			EBU 4	GC-P5EB400N	GC-P6EB400N	GC-P6EB400A	GC-P7EB400N	GC-P7EB400A	GC-P8EB400N	GC-P8EB400A
EBU 4.25			GC-P5EB420N	GC-P6EB420N	GC-P6EB420A	GC-P7EB420N	GC-P7EB420A	GC-P8EB420N	GC-P8EB420A	
EBU 4.5			GC-P5EB450N	GC-P6EB450N	GC-P6EB450A	GC-P7EB450N	GC-P7EB450A	GC-P8EB450N	GC-P8EB450A	
EBU 4.75			GC-P5EB470N	GC-P6EB470N	GC-P6EB470A	GC-P7EB470N	GC-P7EB470A	GC-P8EB470N	GC-P8EB470A	
Extra BackUp for right coronary		XBRCA 3	GC-P5XR300N	GC-P6XR300N	GC-P6XR300A	GC-P7XR300N	GC-P7XR300A	GC-P8XR300N	GC-P8XR300A	
		XBRCA 3.5	GC-P5XR350N	GC-P6XR350N	GC-P6XR350A	GC-P7XR350N	GC-P7XR350A	GC-P8XR350N	GC-P8XR350A	
		XBRCA 3.75	GC-P5XR370N	GC-P6XR370N	GC-P6XR370A	GC-P7XR370N	GC-P7XR370A	GC-P8XR370N	GC-P8XR370A	
		XBRCA 4	GC-P5XR400N	GC-P6XR400N	GC-P6XR400A	GC-P7XR400N	GC-P7XR400A	GC-P8XR400N	GC-P8XR400A	
		XBRCA 4.25	GC-P5XR420N	GC-P6XR420N	GC-P6XR420A	GC-P7XR420N	GC-P7XR420A	GC-P8XR420N	GC-P8XR420A	
		XBRCA 4.5	GC-P5XR450N	GC-P6XR450N	GC-P6XR450A	GC-P7XR450N	GC-P7XR450A	GC-P8XR450N	GC-P8XR450A	
Các kiểu đầu công khác		Multipurpose	MPA	GC-P5MP000N	GC-P6MP000N	GC-P6MP000A	GC-P7MP000N	GC-P7MP000A		
		Multipurpose 125 cm shaft	MP1	-	GC-P6MP102N	-	-	-		
		Hockey Stick	HS	GC-P5HS000N	GC-P6HS000N	GC-P6HS000A	GC-P7HS000N	GC-P7HS000A		
Đầu công cho Bypass		IMA	IM	GC-P5IM000N	GC-P6IM000N	GC-P6IM000A	GC-P7IM000N	GC-P7IM000A		
	Bypass	LCB	GC-P5BP010N	GC-P6BP010N	GC-P6BP010A	GC-P7BP010N	GC-P7BP010A			
		RCB	GC-P5BP020N	GC-P6BP020N	GC-P6BP020A	GC-P7BP020N	GC-P7BP020A			
Đầu công cho tiếp cận qua động mạch quay	Tiger	TIG 3	GC-P5TR300N	GC-P6TR300N						
		TIG 3.5	GC-P5TR350N	GC-P6TR350N						
		TIG 4	GC-P5TR400N	GC-P6TR400N						
		TIG 4.5	GC-P5TR450N	GC-P6TR450N						
		TIG 5	GC-P5TR500N	GC-P6TR500N						

