


# DÂY NỐI DÀI BƠM TIÊM ĐIỆN

## SAFEED® Extension Tube



Kết nối Luer lock



Kết nối Luer slip

## Dòng sản phẩm đa dạng thích hợp cho các ứng dụng tiêm truyền

Kết nối được Luer lock và Luer slip, có sẵn cho 10 kích cỡ khác nhau trong chiều dài và đường kính. Dây nối dài bơm tiêm điện SAFEED Extension tube có thể kết nối với bộ truyền dịch hoặc khóa 3 ngã; có thể dùng kết nối với ống tiêm để truyền thuốc trong quá trình sử dụng máy bơm tiêm điện.

### Kích thước:

Mã hàng	Đầu kết nối	Dung tích	Chiều dài	Đường kính trong	Đường kính ngoài
SF*ET2022	Luer	2.0mL	25cm	3.1mm	5.0mm
SF*ET2022L	Luer lock	2.0mL	25cm	3.1mm	5.0mm
SF*ET0222L22	Luer	0.25mL	25cm	1.1mm	2.6mm
SF*ET1725	Luer	1.7mL	50cm	2.1mm	3.8mm
SF*ET3825	Luer	3.8mL	50cm	3.1mm	5.0mm
SF*ET2527	Luer	2.5mL	75cm	1.1mm	2.6mm
SF*ET2527L	Luer lock	2.5mL	75cm	1.1mm	2.6mm
SF*ET5527L	Luer lock	5.5mL	75cm	3.1mm	5.0mm
SF*ET0727L22	Luer lock	0.75mL	75cm	1.1mm	2.6mm
SF*ET152EL22	Luer lock	1.5mL	150cm	1.1mm	2.6mm

Chất liệu dây: PVC

Xử lý tiệt trùng: EOG

Đơn vị tính (sợi) \* Hộp: 50 sợi

Thùng: 400 sợi



### Terumo Corporation

2-44-1 Hatagaya Shibuya-ku Tokyo 151-0072 Japan

<https://www.terumo.co.jp/>

**Terumo Singapore Pte. Ltd.** (Yangon Branch)  
Room no. 1220, 12th Floor, Myanmar Centre  
Business Suites, Myanmar Centre Tower 2, 192  
Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon,  
Myanmar MAP  
TEL: +95-1-934-5065 (Ext.1228)

**Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd.**  
**Head Office**  
14th and 16th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang  
Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District,  
Hanoi Vietnam.  
TEL: +84-24-3936-1643 / +84-24-3936-1644 FAX:  
+84-24-3936-1641  
<https://terumo.com.vn/en/>

Số công bố: 220000334/PCBB-BYT

Chủ sở hữu số công bố: Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd.

14th & 16th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Nhà sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd

Sản xuất tại: Trung Quốc

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 010/23-CKQC-Terumo

**PT. Terumo Indonesia**  
Wisma KEIAI 5th Floor JL. Jend.  
Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220  
Indonesia M

**Terumo (Thailand) Co., Ltd.**  
No.88 The PARQ Building, Unit  
8W9-16, 8th Floor, Ratchadaphisek  
Road, Klongtoey Subdistrict,  
Klongtoey District, Bangkok 10110  
Thailand MAP  
TEL: +66 2111 2133

### Distributor

#### Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

##### Trụ sở

Tầng 14 và 16, tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội,

Việt Nam Tel: +84 24 3936 1643

Fax: +84 28 3936 1641

##### Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng 505, tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +84 28 3866 9263

#### Terumo Marketing Philippines Inc.

3203 West Tower, Pse Centre  
Exchange Road, Ortigas Center Pasig  
City Philippines

#### Terumo Australia Pty Limited

Level 4, Building A 5 Talavera  
Road, Macquarie Park NSW 2113  
Australia

#### Essen Technology (Beijing) Co., Ltd.

Building 1, NO.A12 Tianzhu West Road,  
Tianzhu Airport Industrial Zone A,  
Shunyi District, Beijing 101318, PR  
China

#### Terumo Korea Corporation

23rd Fl., GT Tower, 411 Seocho-daero,  
Seocho-gu Seoul, 06615 Korea

#### Terumo China (Hong Kong) Ltd.

5/F 80 Gloucester Road Wanchai Hong  
Kong

#### Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd.

Rm.901, Zhongshan Expo Plaza 666  
Huaihui Road West, Changning  
Shanghai 200052 China

#### Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.

M4-9-5, Economic & Technological  
Development Zone Hangzhou 310018  
China