



TERUMO® SYRINGE

Bơm tiêm nhựa
không kim



Terumo xây dựng một kỷ nguyên mới về chất lượng toàn cầu

- Miếng đệm đôi giúp kín khí.
- Silicon cải tiến giúp tối ưu hóa chuyển động của pit-tông.
- Pit-tông kết thúc chắc chắn và dứt khoát.
- Vạch chia rõ ràng giúp xác định liều lượng.
- Thân ống tiêm cao, trong suốt dễ quan sát.
- Thiết kế giúp ngón tay kẹp chắc chắn, nâng cao hiệu quả công việc.



Tiêm nhẹ và kiểm soát hoàn hảo nhờ có gioăng kép giúp đảm bảo kín khí. Pit-tông di chuyển nhẹ nhàng và chính xác nhất có thể.

Thiết kế giúp ngón tay kẹp chắc chắn và kiểm soát mũi tiêm khi đẩy hoàn hảo và ổn định.



Thân bơm tiêm trong suốt giúp dễ dàng phát hiện bọt khí và sự thay đổi của thuốc. Vạch chia thể tích rõ ràng đảm bảo chính xác liều lượng thuốc.

Kết thúc chắc chắn và dứt khoát giúp ngăn ngừa tình trạng dội ngược hoặc tràn thuốc, và tránh tiếp xúc phơi nhiễm với chất lỏng độc hại hoặc nhiễm trùng.

Chúng tôi cũng cung cấp bơm tiêm vô đục trong phạm vi sử dụng để quản lý các loại thuốc nhạy cảm ánh sáng. Bơm tiêm không Latex, đục, 50ml, đầu luer lock, và sử dụng được với máy bơm tiêm điện.

Phần đệm pit-tông thiết kế an toàn, không latex, sử dụng chất liệu đàn hồi độ dẻo cao. Làm giảm nguy cơ rò rỉ hoặc tương tác các loại thuốc. Đây cũng là yếu tố giúp pit-tông di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Đóng gói vô trùng, riêng lẻ để giữ cho từng bơm tiêm trong tình trạng vô trùng cho đến khi được sử dụng. Điều này chứng minh rằng sản phẩm không dễ dàng bị thay đổi hoặc hư hỏng và không Latex.



Bơm tiêm nhựa không kim

Mã sản phẩm	Mô tả		Đóng gói	
	Size (ml)	Loại	Hộp	Thùng
BS-01T	1	Luer Slip tip	100	1800
SS-02S	2	Luer Slip tip	100	1200
SS*02LE1*	2.5	Luer Lock tip	100	2400
SS+03L*	3	Luer Lock tip	100	1800
SS-05S	5	Luer Slip tip	100	1000
SS*05LE1*	5	Luer Lock tip	100	1600
SS+05L1*	5	Luer Lock tip	100	1200
SS+10ES	10	Luer Eccentric tip	100	500
SS+10L*	10	Luer Lock tip	100	800
SS+20ES*	20	Luer Eccentric tip	50	600
SS+20L*	20	Luer Lock tip	50	600
SS*30ESE1*	30	Luer Eccentric tip	50	400
SS*30LE1*	30	Luer Lock tip	50	400
BS-50ES	50	Luer Eccentric tip	25	100
BS-50LG	50	Luer Lock tip	25	100
BS-50C	50	Luer Catheter tip	25	100
BS-50LB	50	Luer Opaque Lock tip	25	100
SS*50LE*	50	Luer Lock tip	20	240
SS*50ESE*	50	Luer Slip tip	20	240

Bơm tiêm nhựa có kim

Product Code	Description			Packaging	
	Size (ml)	Đường kính	Chiều dài	Hộp	Thùng
BS-01T2516	1	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)	100	1800
BS-01T2613	1	26G (0.45 mm)	1/2" (12 mm)	100	1800
SS-02S2116	2	21G (0.8 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-02S2125	2	21G (0.8 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2138	2	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2238	2	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-02S2325	2	23G (0.6 mm)	1" (25 mm)	100	600
SS-02S2332	2	23G (0.6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	600
SS-02S2516	2	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)	100	600
SS-05S2138	5	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2238	5	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	800
SS-05S2332	5	23G (0.6 mm)	1 1/4" (30 mm)	100	800
SS-10S2038	10	20G (0.9 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-10S2138	10	21G (0.8 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600
SS-10S2238	10	22G (0.7 mm)	1 1/2" (40 mm)	100	600

Tiệt trùng bằng khí EO

* Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử



Every day, as healthcare professionals, you are working to ensure life and to contribute to the well-being of your patients. Every day, Terumo Europe provides you with the clinical systems, means and solutions to keep life flowing.



TERUMO

Số lưu hành: 2100722DKLH/BYT-TB-CT

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam

Tầng 14, 16, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hãng sản xuất: Kofu Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 008/23-CKQC-Terumo

TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome Hatagaya Shibuya-ku Tokyo 151-0072 JAPAN
Tel. +81/3 3374.8111
Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.

Researchpark Haasrode 1520 Interleuvenlaan 40 B-3001 Leuven BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION

Researchpark Haasrode 1515 Interleuvenlaan 40 B-3001 Leuven BELGIUM
Tel. +32/16.39.25.80
Fax +32/16.39.25.99
THE NETHERLANDS
Tel. 0800/022.03.96
Fax 0800/022.04.14

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.

1, Parc Ariane Bâtiment Uranus Rue Hélène Boucher 78284 Guyancourt Cedex FRANCE
Tel. +33/1 30.96.13.00
Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH

Hauptstrasse 87 65760 Eschborn GERMANY
Tel. +49/61.96.80.230
Fax +49/61.96.80.23.200

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH Zweigniederlassung

Wettingen Bahnhofstrasse 88 CH-5430 Wettingen SWITZERLAND
Tel. +41/56.419.10.10
Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL

Avda. Juan Carlos I, N° 13 - 7ª Planta Edificio Torre La Garena 28806 Alcalá de Henares (Madrid) SPAIN
Tel. general: +34/902.10.12.98
Tel. cust. serv.: +34/902.20.31.40
Fax general: +34/902.10.13.58
Fax cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL

Via Simone Martini 143/145 I-00142 Roma ITALY
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB

Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata 18 SE-426 71 Västra Frölunda SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK

Filial af TERUMO SWEDEN AB
Tel. +45/7020.93.80
Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.

Tamesis The Causeway Egham Surrey TW20 9AW UNITED KINGDOM
Tel. +44/1784.476.200
Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V. Moscow Representative office

4, Ivana Franko St 121108 Moscow RUSSIA
Tel. +7/495.234.3303
Fax. +7/495.234.3303

® Registered Trademark Published by Terumo Europe N.V.

www.terumo.com
www.terumo-europe.com

Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Trụ sở Tầng 14 và 16, tòa nhà Geleximco, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3936 1643
Fax: +84 28 3936 1641

Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng 505, tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3866 9263