

PUSHING BOUNDARIES

Hệ thống can thiệp Terumo **cam kết mang lại thành công** với các giải pháp thủ thuật cải tiến và sự hỗ trợ liên tục trong cả những trường hợp thử thách.

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm phương pháp mới nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả, từ đó đạt được các **kết quả tốt hơn cho nhiều bệnh nhân hơn**.



Angio-Seal®

Dụng cụ đóng động mạch

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

ANGIO-SEAL VIP		
MÃ SẢN PHẨM	KÍCH CỠ (Fr)	ĐƯỜNG KÍNH DÂY DẪN (in)
610132	6	0.035
610133	8	0.038

Bộ sản phẩm gồm: Dụng cụ đóng động mạch, ống thông mở đường sheath, que nong sheath (dilator) và dây dẫn đầu J 70cm kèm dụng cụ hỗ trợ cài dây dẫn (05 sản phẩm mỗi hộp).

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

Chỉ định

Dụng cụ đóng động mạch Angio-Seal được chỉ định sử dụng để đóng và giảm thời gian cầm máu tại vị trí chọc động mạch đùi ở bệnh nhân đã trải qua thủ thuật chẩn đoán hình ảnh hoặc thủ thuật can thiệp bằng hệ thống mở đường 8 Fr hoặc nhỏ hơn bằng Angio-Seal 8 Fr và hệ thống mở đường cỡ 6 Fr hoặc nhỏ hơn bằng Angio-Seal 6Fr. Angio-Seal cũng được chỉ định sử dụng để giúp bệnh nhân đã được chẩn đoán chập mạch có thể đi lại một cách an toàn ngay khi có thể sau khi tháo sheath và đóng mạch, cũng như cho phép những bệnh nhân đã thực hiện thủ thuật can thiệp có thể đi lại một cách an toàn sau khi tháo sheath và đóng mạch.

Thông tin an toàn quan trọng

Các tác dụng phụ có thể xảy ra đối với các dụng cụ đóng động mạch bao gồm, nhưng không giới hạn: chảy máu hoặc tụ máu, lỗ rò AV hoặc giả phình mạch, nhiễm trùng, phản ứng dị ứng, phản ứng với dị vật, viêm nhiễm hoặc phù. Dụng cụ này chỉ nên được sử dụng bởi bác sĩ có giấy phép (hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác được ủy quyền bởi hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ) đã được hướng dẫn đầy đủ trong việc sử dụng thiết bị, ví dụ: tham gia chương trình hướng dẫn bác sĩ sử dụng Angio-Seal hoặc tương đương.

Chỉ sử dụng khi được kê toa. Quảng cáo này chỉ hướng đến bác sĩ chứ không hướng đến người tiêu dùng. Tham khảo nhãn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng để biết cảnh báo đầy đủ, biện pháp phòng ngừa, các biến chứng tiềm ẩn và hướng dẫn sử dụng.

Tài liệu tham khảo

1. Kussmaul WG 3rd, Buchbinder M, Whitlow PL, et al. Rapid arterial hemostasis and decreased access site complications after cardiac catheterization and angioplasty: results of a randomized trial of a novel hemostatic device. J Am Col Cardiol. 1995;25(7):1685-92.
2. Nash JE, Evans DG. The Angio-Seal™ hemostatic puncture closure device. Concepts and experimental results. Herz. 1999;24(8):597-606.
3. Applegate RJ, Turi Z, Sachdev N, et al. The Angio-Seal Evolution Registry: outcomes of a novel automated Angio-Seal vascular closure device. J Invasive Cardiol. 2010;22(9):420-6.
4. Data on file.
5. Tellez A, Cheng Y, Yi GH, et al. In vivo intravascular ultrasound analysis of the absorption rate of the Angio-Seal™ vascular closure device in the porcine femoral artery. EuroIntervention. 2010;5(6):731-6.
6. Aker UT, Kensey KR, Heuser RR, Sandza JG, Kussmaul WG 3rd. Immediate arterial hemostasis after cardiac catheterization: initial experience with a new puncture closure device. Catheter Cardiovasc Diagn. 1994;31(3):228-32.
7. Applegate RJ, Rankin KM, Little WC, Kahl FR, Kutcher MA. Restick following initial Angioseal use. Catheter Cardiovasc Interv. 2003;58(2):181-184.

©2023 Terumo Medical Corporation. Đã đăng ký bản quyền. Tất cả các tên thương hiệu là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. PM-06500

Terumo Vietnam 2024



Angio-Seal®

Dụng cụ đóng động mạch

ƯU THẾ TỪ BÊN TRONG™

Với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép



Angio-Seal®

Dụng cụ đóng động mạch

GIÚP ĐẢM BẢO CẦM MÁU HIỆU QUẢ

ANGIO-SEAL gồm một móc neo đóng mạch chủ động mang lại ưu thế từ bên trong. Neo tạo ra cơ chế đóng kín cơ học từ phía trong mạch - thông qua:

- Neo hỗ trợ xác định vị trí đóng mạch thích hợp và cố định collagen^{1,2}:
99.7% thực hiện thành công³
97.8% cầm máu hiệu quả với thiết bị³
- Neo có khả năng tự tiêu sinh học:
 - Fibrin bắt đầu phủ neo trong vòng vài giờ sau khi đóng mạch, và phủ hoàn toàn sau 7-14 ngày⁴
 - Neo bắt đầu hydrat hóa và làm mềm 24-36 giờ sau khi đóng mạch⁴
 - Neo được hấp thụ 95% sau 42 ngày⁵
 - Tất cả các thành phần được hấp thụ trong vòng 60-90 ngày^{1, 2, 6, 7}
- Không ảnh hưởng đến dòng chảy mạch máu, không có bằng chứng cho thấy thiết bị gây ra mô sẹo mãn tính hoặc viêm nhiễm^{5,6}



CƠ CHẾ CẦM MÁU KÉP TIN CẬY

Neo và collagen của ANGIO-SEAL tự tiêu sinh học mang lại cơ chế cầm máu kép, đảm bảo vị trí đóng mạch chính xác và cố định^{1,2}

- Neo tự tiêu sinh học
Được thiết kế phù hợp với thành động mạch, không gây xáo trộn dòng chảy mạch máu và hẹp mạch⁵
- Collagen tự tiêu sinh học
Được thiết kế phù hợp với kỹ thuật chọc mạch, đảm bảo sự tự tin khi sử dụng thiết bị²
- Chỉ tự tiêu sinh học
Kết nối neo và collagen, đảm bảo đóng mạch hiệu quả.²



CHỌC MẠCH LẠI VỚI SỰ TỰ TIN

Dữ liệu lâm sàng chứng minh sự an toàn của việc chọc mạch lại sau khi đóng mạch với ANGIO-SEAL⁷

- Có thể thực hiện chọc mạch lại mà không làm rơi thiết bị hoặc bất kỳ biến chứng mạch máu đáng kể nào
- Có thể đóng mạch lần hai với Angio-Seal

Biến chứng mạch máu sau khi chọc mạch lại

BIẾN CHỨNG		TỶ LỆ	ĐỘ TIN CẬY 95%
Khối tụ máu lớn (≥ 10 cm)	3	0.0166	0.0043 – 0.0515
Tắc mạch	0	0	0 – 0.0259
Già phình mạch	0	0	0 – 0.0259
Lỗ rò AV	0	0	0 – 0.0259
Xuất huyết nặng	0	0	0 – 0.0259
Sửa chữa mạch máu	0	0	0 – 0.0259
Tử vong	0	0	0 – 0.0259

Một nghiên cứu lâm sàng trên 181 bệnh nhân đã đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc chọc mạch lại trên cùng một động mạch sau đóng mạch lần đầu với ANGIO-SEAL. Bệnh nhân đã đóng mạch với thiết bị ANGIO-SEAL được đưa vào nghiên cứu và sau đó được chọc mạch lại vào chính động mạch đã được đóng mạch với thiết bị ANGIO-SEAL trước đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt thiết bị lần đầu.

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

Số lưu hành: 2402021ĐKLH/BYT-HTTB
Chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Terumo Puerto Rico LLC
Sản xuất tại: Mỹ
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 025/24-CKQC-Terumo

TVME-2406-001