




Đơn vị Can thiệp ung thư của Terumo xin
giới thiệu:

HydroPearl[®]

Hạt vi cầu nút mạch

TỪ NHỮNG
KINH NGHIỆM
QUAN TRỌNG

 **TERUMO**
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

TAP-TIS-I21003

TVME-2503-029

HydroPearl®

Hạt vi cầu nút mạch

- Công thức mới¹: Poly-ethylene Glycol (PEG)
- Hiệu chuẩn chặt chẽ²
- Kích cỡ đa dạng
- Các hạt vi cầu có tính đàn hồi cao³



Các hạt vi cầu HydroPearl gồm các đặc tính: tương thích sinh học, có khả năng chịu nén, ái nước và hiệu chuẩn kích cỡ chính xác.

Thông tin đặt hàng

Kích cỡ hạt Hydropearl (µm)	Thể tích của hạt vi cầu (ml)	Thể tích của PBS (ml)	Mã sản phẩm	Màu
75 ± 30	2	4	8HP2S75	Cam
200 ± 75	2	4	8HP2S200	Vàng
400 ± 75	2	4	8HP2S400	Xanh dương
600 ± 75	2	4	8HP2S600	Đỏ
800 ± 75	2	4	8HP2S800	Xanh lá
1100 ± 75	2	4	8HP2S1100	Tím

Trình bày: Mỗi ống tiêm chứa 2ml hạt vi cầu | Vật liệu chính: Poly-ethylene Glycol (PEG) | Bảo quản trong: Nước muối sinh lý đậm | Ống thông tương thích : ≤ 0.041" cho tất cả các kích cỡ . 1 Polyethylene Glycol (PEG). 2 Dữ liệu trong hồ sơ so sánh với EmboSpheres, Merit Medical. Tham khảo: HPMCV-001. 3 Dữ liệu trong hồ sơ so sánh với EmboSpheres, Merit Medical. Tham khảo: HPMCV-001.

Hạt vi cầu HydroPearl được dùng trong thủ thuật nút mạch điều trị và hỗ trợ điều trị. Những hướng dẫn sử dụng đầy đủ, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp với sản phẩm.

HydroPearl không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với người đại diện kinh doanh của Terumo tại khu vực để biết thêm thông tin.



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326



Số lưu hành: 2400748ĐKLH/BYT-HTTB
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: MicroVention, Inc.
Sản xuất tại: Mỹ
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 026/25-CKQC-Terumo

www.terumo-europe.com

© Nhân hiệu đã đăng ký
Xuất bản bởi Terumo Europe NV

TAP-TIS-I21003

JS517GB115TIII(1115)E

TVME-2503-029