

RADIFOCUS™

Glidecath™

Catheter chụp mạch máu

ENGAGE AND DELIVER

Kiểu đầu
*R.A.V.I.
chuyên dụng

 **TERUMO**
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

*R.A.V.I.: Radial Access for Visceral Intervention

Mở rộng cách tiếp cận và lựa chọn mới trong phân phối các tác nhân điều trị

GIẢI PHÁP ĐIỀU HƯỚNG VÀ CHỌN LỌC CHO CÁC QUY TRÌNH


Tiếp cận hiệu quả các tổn thương thử thách

Công nghệ TERUMO Glide Technology™ giúp tiếp cận các mạch máu khó một cách mượt mà

Lớp bện kép

Tiếp cận và vượt qua các tổn thương thử thách với khả năng dẫn truyền chuyển động xoay hiệu quả¹

Lớp trong giàu nylon giúp dễ dàng dẫn các thiết bị¹



Khả năng theo dấu giải phẫu¹

Lớp trong giàu nylon giúp dễ dàng vượt qua các mạch máu xoắn vặn trong khi vẫn đảm bảo vận chuyển các thiết bị

Khả năng truyền chuyển động xoay¹

Thiết kế lớp bện kép giúp kiểm soát chuyển động xoay hiệu quả và dễ dàng cài vào các mạch máu gấp khúc

Độ mượt mà¹

Công nghệ TERUMO Glide Technology™ giúp tiếp cận các mạch máu khó một cách mượt mà

PUSHING BOUNDARIES

Hệ thống các sản phẩm can thiệp của Terumo **cam kết mang lại thành công** với các giải pháp thủ thuật cải tiến và sự hỗ trợ liên tục trong cả những trường hợp thử thách.

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm phương pháp mới nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả, từ đó đạt được **các kết quả tốt hơn cho nhiều bệnh nhân hơn.**



RADIFOCUS™ GLIDECATH™ R.A.V.I. MG1 và MG2

MÃ SẢN PHẨM	ĐƯỜNG KÍNH	CHIỀU DÀI	Kiểu ĐẦU	LỚP PHỦ ÁI NƯỚC
RF*ZRV411CM	4Fr	125 cm	MG1	15 cm đầu xa
RF*ZUF411DJM	4Fr	135 cm	MG2	40 cm đầu xa
RF*ZUF4115JM	4Fr	150 cm	MG2	40 cm đầu xa



RADIFOCUS™ Glidecath™ R.A.V.I. MG1 và MG2 có kiểu đầu được thiết kế chuyên dụng cho tiếp cận qua động mạch quay mang đến giải pháp mới trong can thiệp mạch tạng và mạch chậu.

Thông số kỹ thuật RADIFOCUS™ GLIDECATH™ R.A.V.I. MG1 và MG2

	4Fr
Chiều dài khả dụng	125 cm, 135 cm, 150 cm
Cấu trúc	Lớp bên kép thép không gỉ
Đường kính trong	0.041"/1.03 mm
Dây dẫn tương thích	0.038"/0.97 mm
Áp lực bơm tối đa	750 psi
Lớp phủ ái nước	15 cm và 40 cm đầu xa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP. HCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 2200253ĐKLH/BYT-TB-CT, 2505348ĐKLH/BYT-HTTB

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng, nước sản xuất: Ashtaka Factory of Terumo Corporation, Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 131,132/25-CKQC-Terumo

Tham khảo:

1. Dữ liệu trên tài liệu

CHỈ DÙNG THEO ĐƠN. Quảng cáo chỉ dành cho bác sĩ, không dành cho người tiêu dùng. Tham khảo nhân sản phẩm và tờ hướng dẫn sử dụng để biết đầy đủ cảnh báo, biện pháp phòng ngừa, biện chứng tiềm ẩn và hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm có thể không được chấp thuận theo quy định tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương của bạn nếu bạn có thắc mắc về tính khả dụng của sản phẩm tại khu vực của bạn.

