

Đầu bơm ly tâm Capiox® iCP Centrifugal Pump

Thiết kế cánh quạt hiệu quả giúp giảm sinh nhiệt và giảm tán huyết¹



Đầu bơm ly tâm Capiox iCP Centrifugal Pump

Cổng ra 3/8"
với 2 rãnh
chống trượt

Cổng vào 3/8"
với 2 rãnh chống
trượt

Các rãnh đúc bằng nam châm.
Được thiết kế cho hoạt động
yên tĩnh

Thiết kế cánh quạt giúp giảm độ
nhiều loạn, giảm tình trạng hạ tốc
độ dòng

Đầu bơm ly tâm Capiox iCP Centrifugal Pump của Terumo Cardiovascular, tiên phong trong công nghệ truyền dịch trong hơn 30 năm, cung cấp cho người sử dụng chất lượng cao, độ tin cậy, chăm sóc liên tục trong phẫu thuật tim mạch.

Các đặc tính¹

- Ít sinh nhiệt
- Giảm tán huyết
- Thể tích môi 55 mL
- Thiết kế cánh quạt hiệu quả
- Vỏ làm bằng polycarbonate độ bền cao
- Bơm ly tâm Capiox iCP phù hợp với Terumo® Advanced Perfusion System 1. Cũng phù hợp với máy tim phổi iLivaNova PLC "S5®" và "S3®", không cần bộ chuyển đổi.

Thông tin đặt hàng

Mục lục #	Mô tả	Số lượng
3CX*CP8	Capiox iCP Centrifugal Pump với lớp phủ Xcoating™	8

1. Dữ liệu trong tệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số công bố: 220003847/PCBB-HN
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ
Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Sản xuất tại: Mỹ
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 063/25-
CKQC-Terumo

TERUMO
CARDIOVASCULAR

Terumo Cardiovascular
6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103-9300 USA
Tel: +1.734.663.4145 Fax: +1.734.663.7981
Email: cardiovascular@terumomd.com

For a complete list of offices, please consult our website.
www.terumocv.com/offices

Terumo Corporation
2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072 Japan
Tel: +81.3.3374.8111 Fax: +81.3.3374.8399

Terumo Europe N.V.
Authorized EC Representative
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium
Tel: +32.16.38.12.11 Fax: +32.16.40.02.49

Terumo Asia Holdings Pte. Ltd.
300 Beach Road, #33-03, The Concourse Singapore 199555
Tel: +65.6.295.1792 Fax: +65.6.294.2329

Terumo Latin America Corporation
8750 NW 36th Street, Suite 240, Miami, FL 33178 USA
Tel: +1.305.477.4822 Fax: +1.305.477.4872

©2021 Terumo Cardiovascular Systems Corporation. December 2021. 901667

Terumo® and Capiox® are registered trademarks and Xcoating™ is a trademark of Terumo Corporation. Sarns™ and Technology inspired for Life.™ are trademarks of Terumo Cardiovascular Systems Corporation. LIVA Nova S5® and LIVA Nova S3® are a registered trademarks of LivaNova PLC. LivaNova PLC is not affiliated with Terumo and no endorsement, sponsorship, or approval is implied. Refer to this device's Instructions For Use (IFU) for the risks associated with its use.

Technology inspired for life.™

TVME-2503-039