



CAPIOX® EBS™

Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu

Canuyn động mạch, tĩnh mạch Capiox EBS Cannula Kit with X-Coating

Lựa chọn ống thông đảm bảo kết nối/tháo dỡ dễ dàng

Bộ dụng cụ này bao gồm một ống thông, được dùng để kết nối với dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể sau khi được đặt và kết nối vào mạch máu, và một bộ dụng cụ mở đường dùng để đặt ống thông.

Ống thông để cung cấp máu/rút máu

Ống thông loại đầu nối có khóa cho phép kết nối / thay thế dễ dàng trong dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể. Bề mặt ống thông tiếp xúc với máu được phủ lớp Xcoating của Terumo.



Cấu hình (Canuyn)

- Ống thông
- Que nong

Thành phần hộp bộ dụng cụ

- Kim chọc mạch
- Dây dẫn đường
- Que nong trước (8Fr, 12Fr)
- Ống tiêm
- Dao mổ dùng 1 lần

Canuyn động mạch



Bộ dụng cụ mở đường



Canuyn tĩnh mạch



Bộ dụng cụ mở đường



Canuyn động mạch, tĩnh mạch Capiox EBS Cannula Kit with X-Coating

Thông số kỹ thuật

Canuyn động mạch (ống thông và ống nong)

Đường kính	Mã màu Fr.	Loại đầu nối	Đường kính bên ngoài	Chiều dài hiệu quả	Mã sản phẩm
13,5Fr.	Đỏ	Công kết nối thẳng 3/8"	4,5mm	15 cm	CX*EB13ASX
		Đầu khóa			CX*EB13ALX
15Fr.	Vàng	Công kết nối thẳng 3/8"	5.0 mm		CX*EB15ASX
		Đầu khóa			CX*EB15ALX
16,5Fr.	Cam	Công kết nối thẳng 3/8"	5.5 mm		CX*EB16ASX
		Đầu khóa			CX*EB16ALX

Bộ dụng cụ mở đường (que nong trước (8Fr/12Fr), kim, dao mổ dùng 1 lần, ống tiêm và dây dẫn hướng)

Kim luôn	Dây dẫn đường	Que nong trước (Predilator)	Bơm tiêm	Dao mổ dùng 1 lần
18G	Đường kính: 0.035" (0,89mm) Chiều dài: 80cm	Đường kính ngoài 8Fr (màu xám), 12Fr (trắng) Chiều dài hiệu quả: 15cm	10mL	



Canuyn tĩnh mạch (ống thông và ống nong)

Đường kính	Mã màu Fr.	Loại đầu nối	Đường kính bên ngoài	Chiều dài hiệu quả	Mã sản phẩm
18Fr.	Xanh lam nhạt	Công kết nối thẳng 3/8"	6,00mm	50cm	CX*EB18VSX
		Đầu khóa			CX*EB18VLX
19,5Fr.	Màu hoa cà	Công kết nối thẳng 3/8"	6,5mm		CX*EB19VSX
		Đầu khóa			CX*EB19VLX
21Fr.	Xanh lục nhạt	Công kết nối thẳng 3/8"	7,0mm		CX*EB21VSX
		Đầu khóa			CX*EB21VLX

Bộ dụng cụ mở đường (que nong trước (8Fr/12Fr), kim, dao mổ dùng 1 lần, ống tiêm và dây dẫn hướng)

Kim của dụng cụ đặt	Dây dẫn hướng	Que nong trước(predilator)	ống tiêm	Dao mổ dùng 1 lần
18G	Đường kính ngoài: 0,035" (0,89mm) Chiều dài: 150cm	Đường kính ngoài: 8Fr (màu xám), 12Fr (trắng) Chiều dài hiệu quả: 15cm	10mL	

Tốc độ lưu lượng máu và mức giảm huyết áp



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan
Phone: 81-3-3374-8111

TERUMO CORPORATION Singapore Branch
300 Beach Road, #32-06 The Concourse, Singapore 199555
Phone: 65-6-291-3923
Fax: 65-6-291-2696

TERUMO CORPORATION Kuala Lumpur
Suite C405, 4th Floor, Centre Tower Wisma Complant 1 No. 2, Jalan SS 16/4 47500 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone: 60-3-5880 8898
Fax: 60-3-5880 8891

PT. TERUMO INDONESIA
Wisma Kyoei Prince 5th Floor JI. Jend. Sudirman Kav.3 Jakarta 10220, Indonesia
Phone: 62-21-572-4071
Fax: 62-21-572-4072

TERUMO (THAILAND) CO., LTD.
#1236, 12th Floor 54 B.B. Building Asokae Rd. (Sukhumvit 21), Kweang Kongsomysa, Road Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Phone: 66-2-265-7200
Fax: 66-2-260-7019

TERUMO (THAILAND) CO., LTD.
Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str. Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam
Phone: 84-4-3936-1643 / 1644
Fax: 84-4-3936-1641

TERUMO (THAILAND) CO., LTD.
Ho Chi Minh City Representative Office HANOI MINH SAT CMCC Office Building, Room No. 505, 5th Floor, 54/51 Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 84-8-3966-9263/4
Fax: 84-8-3966-9261

TERUMO VIETNAM CO., LTD.
44ABC, Quang Minh Industrial Zone, Ma Linh District, Hanoi City, Vietnam
Phone: 84-4-35860-110
Fax: 84-4-35860-111

TERUMO CORPORATION Taipei Branch
7A-1, No. 170 Tun-Hua North Road Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: 886-2-2545-1250
Fax: 886-2-2545-1251

TERUMO KOREA CORPORATION
6F, Shinwon Bldg., 423-14, Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 135-933, Korea
Phone: 82-2-555-9225
Fax: 82-2-555-9224

TERUMO MARKETING PHILIPPINES INC.
3203 West Tower, Psa Centre, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City, Philippines
Phone: 63-2-632-1674 / 1675 / 6147
Fax: 63-2-632-7866

TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines
Phone: 63-49-541-2111
Fax: 63-49-541-2121

TERUMO CORPORATION Dubai Branch
AL MASRAH Tower, 22nd Floor, P.O.Box 20291 Dubai, U.A.E.
Phone: 91-471-3015500 / 3015501
Fax: 91-471-2721519

TERUMO CORPORATION Chennai Branch
Alexander Square, 4th Floor, No.34 & 35 Sander Patel Road, Gundry, Chennai 600 032, India
Phone: 91-44-4202-7684
Fax: 91-44-2230-0622

TERUMO PENPOL LIMITED
1-2, Jawahar Nagar, Thiruvandur 605 003 India
Phone: 91-471-3015500 / 3015501
Fax: 91-471-2721519

TERUMO CHINA (HONG KONG) LTD.
15-14/F., King's Commercial Centre, 25 King's Rd, North Point, Hong Kong
Phone: 852-2956-0811
Fax: 852-2929-0451

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số công bố: 220000168/PCBB-HN

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hàng sản xuất: Ashtaka Factory of Terumo Corporation

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 059/25-CKQC-Terumo