


Kiểm soát nhiệt độ máu

MÁY KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ MÁU HEMOTHERM® CE

Là công ty tiên phong về các giải pháp kiểm soát nhiệt độ máu, Gentherm cung cấp Hemotherm® CE. Hệ thống vận hành êm, mang đến khả năng kiểm soát quản lý nhiệt độ máu hiệu quả, đáng tin cậy, có thể được sử dụng trong quá trình bắc cầu tim phổi và các thủ thuật tim mạch liên quan khác.

- Cơ chế làm lạnh cơ học thay thế cơ chế làm lạnh bằng nước đá khó kiểm soát, loại bỏ quy trình tiền điều hòa rườm rà cho các thiết bị theo tiêu chuẩn ICE
- Tăng hiệu quả đầu tư bằng cách sử dụng cùng một hệ thống hạ thân nhiệt cung cấp đồng thời cho cả chặn làm mát bệnh nhân và bộ trao đổi nhiệt độ máu/phổi nhân tạo
- Bình chứa nước làm ấm và làm mát độc lập với bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ riêng
- Trang bị bộ tự kiểm tra dự phòng bằng vi xử lý, kiểm soát loại bỏ sai sót và lãng phí công sức của việc thực hiện nhiều lần quy trình hiệu chuẩn thủ công.



MÁY KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ MÁU




HemoTherm® CE

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ MÁU

Thông tin đặt hàng

Model	Mô tả	Đơn vị
400CE	HemoTherm® CE	115v, 230v
414CE	Điều khiển từ xa (Gồm UMC-1)	115v, 230v
420	Bộ hiển thị lưu lượng	Chiếc.
UMC-1	Giá treo bộ điều khiển từ xa	Chiếc.



Thông số kỹ thuật:

Kích thước

22" Rộng x 24" Sâu x 36" Cao
(56cm x 61cm x 91cm)

Khối lượng:

198 lbs. (90 kg)

Nước làm mát

Dải nhiệt độ:

3°C - 32°C (37.4°F - 89.6°F)

Nước làm ấm

Dải nhiệt độ:

25°C - 42°C (77°F - 107.6°F)

Dải điều chỉnh:

3°C to 42°C (37.4°F - 107.6°F)

Độ chính xác :

± 0.5°C

Dung tích bình chứa:

Làm mát - 8qts (7.6L)

Làm nóng - 6qts (5.7L)

Dải lưu lượng nước:

3.5 gpm (13 l/ph) với
đầu kết nối có gioăng;

Áp lực:

12.5 psi (.878 kg/cm²),
khi kết nối tối đa với
chăn

Nâng cấp công nghệ mới™

www.gentherm.com



99205 4/19

HỖ TRỢ SỬ DỤNG 24/7 : 1.513.460.2038

HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ 24/7 : 1.888.437.5608

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

TVME-2506-068

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 2300366ĐKLH/BYT-TB-CT

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Gentherm Medical, LLC

Sản xuất tại: Mỹ

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 095/25-CKQC-Terumo