

CAPIOX[®] EBS[™] Cannula Kit with X Coating

Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu Terumo

Bộ ca-nuyn động mạch-tĩnh mạch cho tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO



LỰA CHỌN ỐNG THÔNG ĐẢM BẢO KẾT NỐI/ THÁO DỖ DỄ DÀNG

- Bộ dụng cụ này bao gồm một ống thông, được dùng để kết nối với dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể sau khi được đặt và kết nối vào mạch máu, và một bộ dụng cụ mở đường dùng để đặt ống thông.
- **Ống thông để cung cấp máu/ rút máu**
Ống thông loại đầu nối có khóa cho phép kết nối/ thay thế dễ dàng trong dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể. Bề mặt ống thông tiếp xúc với máu được phủ lớp Xcoating của Terumo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Canuyn động mạch

Ống thông (Ống thông và ống nong)

Đường kính	Mã màu Fr.	Loại đầu nối	Đường kính ngoài	Chiều dài khả dụng	Mã sản phẩm
13.5Fr	Đỏ	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	4.5mm	15cm	CX*EB13ASX
					CX*EB13ALX
15Fr	Vàng	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	5.0mm		CX*EB15ASX
					CX*EB15ALX
16.5Fr	Cam	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	5.5mm		CX*EB16ASX
					CX*EB16ALX

Bộ dụng cụ mở đường (Que nong trước (8Fr./12Fr.), kim chọc, dao mổ dùng 1 lần, bơm tiêm và dây dẫn)

Kim chọc	Dây dẫn	Que nong trước	Bơm tiêm	Dao mổ dùng 1 lần
18G	Đường kính ngoài: 0.035" (0.89mm) Chiều dài: 80cm	Đường kính ngoài: 8Fr (xám), 12Fr (trắng) Chiều dài khả dụng: 15cm	10mL	

Canuyn tĩnh mạch

Ống thông (Ống thông và ống nong)

Đường kính	Mã màu Fr.	Loại đầu nối	Đường kính ngoài	Chiều dài khả dụng	Mã sản phẩm
18Fr	Xanh lam nhạt	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	6.0mm	50cm	CX*EB18VSX
					CX*EB18VLX
19.5Fr	Màu hoa cà	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	6.5mm		CX*EB19VSX
					CX*EB19VLX
21Fr	Xanh lục nhạt	Cổng kết nối thẳng 3/8" Đầu khóa	7.0mm		CX*EB21VSX
					CX*EB21VLX

Bộ dụng cụ mở đường (Que nong trước (8Fr./12Fr.), kim chọc, dao mổ dùng 1 lần, bơm tiêm và dây dẫn)

Kim chọc	Dây dẫn	Que nong trước	Bơm tiêm	Dao mổ dùng 1 lần
18G	Đường kính ngoài: 0.035" (0.89mm) Chiều dài: 150cm	Đường kính ngoài: 8Fr (xám), 12Fr (trắng) Chiều dài khả dụng: 15cm	10mL	

Capiox EBS Cannula Kit with X-Coating (Loại que nong: Linh hoạt)

Mã sản phẩm	Đường kính	Loại đầu nối	Chiều dài khả dụng	Chiều dài dây dẫn
CX*EB13ALXF	13.5Fr.	Đầu khóa	15cm	80cm
CX*EB13ASXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB15ALXF		Đầu khóa		
CX*EB15ASXF	15Fr.	Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB16ALXF		Đầu khóa		
CX*EB16ASXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB19ALXF	19.5Fr.	Đầu khóa	50cm	150cm
CX*EB19ASXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB18VLXF	18Fr.	Đầu khóa		
CX*EB18VSXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB19VLXF	19.5Fr.	Đầu khóa		
CX*EB19VSXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB21VLXF	21Fr.	Đầu khóa		
CX*EB21VSXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		
CX*EB24VLXF	24Fr.	Đầu khóa		
CX*EB24VSXF		Cổng kết nối thẳng 3/8"		



TERUMO CORPORATION
2-44-1 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japan

Terumo Asia Holdings Pte. Ltd.
300 Beach Road, #37-01,
Tòa nhà Concourse, Singapore,
199555

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q.
Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách
Mang Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM,
Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Tất cả các tên thương hiệu đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký
thuộc sở hữu của TERUMO CORPORATION, các công ty liên kết của
TERUMO hoặc các bên thứ ba không liên quan.