



SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁC BỆNH VIỆN HÀNG ĐẦU

Bộ dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo

Chất lượng, linh hoạt, dịch vụ tốt



CƠ SỞ

Cơ sở của chúng tôi nằm ở vị trí chiến lược trong Trung tâm thiết bị y tế tương lai, nơi sẽ là trụ sở của các công ty y tế đẳng cấp thế giới tại Singapore. Do đó, CSS Pte Ltd được thiết lập để tận dụng vị thế chiến lược này trong cam kết đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành này.



Bộ CSS dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo

Bộ CSS dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo được giới thiệu trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương và là sự lựa chọn của nhiều bệnh viện hàng đầu. Sử dụng các nguyên liệu chất lượng tốt từ Mỹ và Châu Âu, bộ dây dẫn máu có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của bạn.

DÂY DẪN

Dây dẫn CSS được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Dây CSS là một ống đùn đơn tạo ra độ trong suốt tuyệt vời của tinh thể. Độ trong suốt phản ánh các thành Lumen mịn đảm bảo số lượng tiểu cầu cao hơn, tổn thương tế bào tối thiểu và ít kết tụ. Các đặc tính bơm của ống CSS vượt trội so với các ống đùn PVC khác và có độ tin cậy vượt trội trong phạm vi nhiệt độ được sử dụng trong quá trình bắc cầu tim phổi. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập đã phát hiện ra Ống CSS không độc hại khi thử nghiệm bằng nuôi cấy mô và đáp ứng các tiêu chuẩn không độc hại Loại VI.




Bộ CSS dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo



Bộ dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo tùy chỉnh dành cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh



Bộ dụng cụ mở đường



Bộ trợ cụ đầy đủ



Bộ ống hút có bộ lọc khí



Bộ ống hút có bộ phận lọc trước & bộ lọc khí

Nhà phân phối

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
Chi nhánh TP. HCM

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 220000245/PCBB-BYT

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Contract Sterilization Services Pte Ltd

Sản xuất tại: Singapore

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 096/25-CKQC-Terumo



CONTRACT STERILIZATION SERVICES PTE. LTD.

2 Tukang Innovation Grove
#08-05, JTC MedTech Hub Singapore 618305

CST Reg. No: 19-9503696-W

TVME-2106-095



DỊCH VỤ TÙY CHỈNH

CSS cung cấp đầy đủ các bộ dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo tiêu chuẩn và tùy chỉnh

- Phổi nhân tạo hoàn chỉnh
- Cấu trúc hoàn chỉnh lớp màng lọc của phổi nhân tạo
- Đường dẫn dung dịch liệt tim
- Đường hút
- Lọc động mạch
- Bộ dụng cụ mở đường
- Bộ dụng cụ tiện lợi

CHẤT LƯỢNG

Cam kết của khách hàng không chỉ là giao hàng đúng hạn và khi cần thiết. Đó là việc theo đuổi liên tục công tiên tiến, vật liệu chất lượng tốt và phương pháp sản xuất mới giúp cải thiện chất lượng của các thiết bị y tế mà chúng tôi sản xuất. Sự đảm bảo chất lượng của bạn là sự tập trung hoàn toàn của chúng tôi vào hiệu suất sản phẩm tùy chỉnh. Contract Sterilization Services được chứng nhận ISO13485 và đã được trao chứng nhận CE cho dòng sản phẩm bộ dây dẫn máu của máy tim phổi nhân tạo của chúng tôi. Danh tiếng của chúng tôi về chất lượng và thiết kế sáng tạo là kết quả của sự chú ý nhất quán đến vật liệu, kỹ thuật gia công và sản xuất.

Các kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng và các chuyên gia tư vấn lâm sàng để cung cấp các giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề và ứng dụng phức tạp. Chúng tôi thực hiện nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện từ khi tiếp xúc ban đầu với bạn, chuyên gia lâm sàng, cho đến khi giao hàng thành phẩm vô trùng đáp ứng yêu cầu của bạn

