



Dây Truyền Dịch Tĩnh Mạch

TERUFUSION[®] Solution Administration Set




- Đầu cắm có van thông khí



- Chất liệu PVC không DEHP

- Màng lọc 40μm



- Truyền dịch tĩnh mạch theo trọng lực hoặc bằng bơm truyền tĩnh mạch (tương thích với bơm truyền dịch loại Terufusion LF/LF3 của Terumo)

Dây Truyền Dịch Tĩnh Mạch – TERUFUSION® Solution Administration Set

Ký hiệu đặc tả bằng biểu tượng giúp dễ dàng xác nhận thông số kỹ thuật ở trên bao bì

Mặt sau của gói đều trong suốt giúp dễ dàng xác nhận bộ thông qua gói



Dòng sản phẩm

Mã sản phẩm	Bản vẽ	Số giọt ≈1mL	Tổng chiều dài (Chiều dài ống)	Chất liệu	Ghi chú
TI*Q300WV		20 giọt ≈ 1mL	195 cm (180 cm)	PVC Không DEHP	Có van thông khí Lưới lọc 40 µm ở đầu ống Đầu nối kiểu xoắn
TI*Q300WIV		20 giọt ≈ 1mL	200 cm (180 cm)	PVC Không DEHP	Có van thông khí Lưới lọc 40 µm ở đầu ống Đầu nối kiểu xoắn
TI*Q200WIV		20 giọt ≈ 1mL	195 cm (180 cm)	PVC Không DEHP	Có van thông khí Lưới lọc 40 µm ở đầu ống Đầu nối kiểu trượt

*Đóng gói: Riêng lẻ từng cái, Thùng 100 cái

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: +84 24 3936 1643 Fax: +84 24 3936 1641	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Chi nhánh TP. HCM Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam. Điện thoại: +84 28 6660 0326
---	--

TERUMO

Số công bố: 250001614/PCBB-HN

Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam

Sản xuất tại: Việt Nam

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 101/25-CKQC-Terumo

TVME-2507-072

All brand names are trademarks or registered trademarks owned by TERUMO CORPORATION, its affiliates, or unrelated third parties.