

DÂY TRUYỀN MÁU TERUFUSION®


Giảm tối đa những ảnh hưởng đến thành phần máu trong quá trình truyền



Chất liệu đặc biệt dùng trong xử lý máu

Thành phần máu bị tổn thương, mất mát là vấn đề nghiêm trọng thường xảy ra trong quá trình truyền máu, hệ thống TERUFUSION® sử dụng công nghệ của túi chứa máu TERUFLEX®.

Không chỉ mềm dẻo và bền, dây truyền máu TERUFUSION® còn sở hữu đặc tính quan trọng là: không tiết bất kỳ thành phần nào vào máu. Kết quả là thành phần máu không bị ảnh hưởng, và do đó các tế bào máu (hồng cầu & tiểu cầu) không bị tổn thương.



Thông số kỹ thuật:

Mã	Tỷ lệ giọt	Kiểu đầu cắm nhựa	Kiểu kết nối	Kim	Chất liệu dây ^(*)	Chiều dài	Quy cách
TB*U800B	20 giọt/mL	B	Slip	18G	PVC	160 (cm)	50 chiếc/hộp
TB*U800L		L					

Đặc điểm chung: Khử trùng bằng khí EO

^(*) PVC : Polyvinyl Chloride
DEHP : Diethylhexyl Phthalate



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.